

aby pomoc
nadeszła
na czas!



Tętno



Alert tętna



Częstotliwość
oddechów



Alert częstotliwości
oddechów




Ruchy ciała




Alert
opuszczenia
łóżka

Z funkcją głosowego
wzywania pomocy



INTELIGENTNY PAS MONITORUJĄCY



INTELIGENTNY PAS MONITORUJĄCY

To urządzenie służące do śledzenia czynności życiowych osób leżących w łóżku. Monitorowanie odbywa się w sposób dyskretny, bez kontaktu urządzenia z ciałem osoby monitorowanej dzięki czemu nie powodują u nich poczucia dyskomfortu i bycia obserwowanym. Informacje pozyskiwane z urządzenia to: obecność podopiecznego w łóżku, jego aktywność ruchową, liczba oddechów na minutę oraz częstotliwość uderzeń serca. Dane te są przekazywane w czasie rzeczywistym bezprze-

wodowo poprzez łącze WiFi, a następnie internet bezpośrednio do aplikacji zainstalowanej na smartfonie. Aplikacja posiada funkcję alarmowania użytkownika o przekroczeniu ustalonych wcześniej parametrów. Alarmy wysyłane są poprzez wiadomości push na smartfonie oraz poprzez wiadomości tekstowe SMS.

Pozwala na wezwanie pomocy nawet w sytuacji gdy osoba wzywająca pomocy jest niesprawna ruchowo lub nie może obsługiwać normalnych urządzeń, przycisków bądź telefonu. Można wezwać pomoc nawet wtedy gdy zaszło nieoczekiwane zdarzenie. Na przykład w sytuacji, gdy osoba przewróciła się i nie może się poruszać, aby skorzystać ze standardowych form wzywania pomocy. W przypadku głosowego wezwania pomocy, urządzenie monitorujące **WYKONUJE POŁĄCZENIE TELEFONICZNE** do maksymalnie trzech wybranych numerów telefonów, wysyła informacje SMS, wysyła e-mai-

GŁOSOWO AKTYWOWANY PRZYCISK SOS



la z wezwaniem pomocy oraz wysyła wiadomość push poprzez aplikację keephealth. Przycisk posiada funkcję uczenia się, dlatego reaguje nawet gdy osoba wzywająca pomocy mówi niewyraźnie, lub ma problemy z wymową słów.

POMOC JEST W POBLIŻU PRZEZ CAŁY CZAS



Aktywowany głosowo przycisk do wzywania pomocy.



Wezwanie pomocy realizowane poprzez głosowe połączenie telefoniczne, wiadomość SMS, e-mail oraz alarm w aplikacji.

SOS Plus

Uzyskaj pomoc na różne sposoby

Natychmiastowe powiadomienie zaprogramowanego kontaktu

Aktywowane głosowo, uzyskaj pomoc za pomocą głosu lub przycisku

Ustaw wstępnie polecenia głosowe lub słowa kluczowe, które mają zostać uruchomione



SOS PRO

Zawsze będzie z tobą

Natychmiastowe powiadomienie zaprogramowanego kontaktu

Aktywowane głosowo, uzyskaj pomoc za pomocą głosu lub przycisku

Ustaw wstępnie polecenia głosowe lub słowa kluczowe, które mają zostać uruchomione

Lampka nocna aktywowana ruchem po wyjściu z łóżka



KOMPLEKSOWY MONITORING



Tętno

Częstotliwość oddechów

Alert tętna

Alert częstotliwości oddechów

Czas trwania snu

Raport snu

Wynik snu

Ruch ciała

Alert opuszczenia łóżka

Długość : 86cm



Szerokość : 6.5cm

ULTRA SMUKLY DESIGNHN 1mm



ULTRA SMUKŁY DESIGN DYSKRETNY MONITORING

Zapewnij sobie nienaruszający prywatności i wygodny sposób monitorowania wskaźników snu, bez konieczności noszenia lub podłączenia dodatkowych urządzeń.



MONITORÓJ SWÓJ SEN

Poznaj jakość swojego snu dzięki raportowi analizy snu, który jest generowany automatycznie każdego dnia.

POWIADAMIENIA O ZABUŻENIACH SNU

Powiadomienie o alertach zostanie wysłane do ustawionego wcześniej kontaktu, gdy tętno lub częstość oddechów użytkownika wykręcą poza ustawiony zakres.



Śledź zdalnej, co dzieje się z bliską Ci osobą.

Bądź z bliskimi w każdej chwili

Strażnik bezpieczeństwa dla Twojej rodziny



Osoby starsze



Dziecko



Kobiety w ciąży



Osoby niepełnosprawne

2 sposoby aktywacji alarmu



Naciśnięciem przycisku



Aktywacja głosowa



Umieść go w pobliżu

Pomoc jest na wyciągnięcie ręki



Montowany na ścianie



Umieszczenie przy łóżku

Wielojęzyczny

Natychmiastowa pomoc w Twoim ojczystym języku



Naciśnij przycisk „Learn” aby ustawić spersonalizowane polecenie głosowe



Sypialnia



Łazienka



Sałon



Kuchnia

SMART SLEEP

PAS MONITORUJĄCY

Monitorowanie w czasie rzeczywistym.

Informacja przekazywana bezpośrednio do aplikacji poprzez internet.

Alarmy przekazywane poprzez połączenie głosowe, sms, e-mail, oraz w aplikacji.



**OBSZARY
ZASTOSOWANIA**



Dom



Domy seniorów



Dzieci



Centra
Medyczne



Domy
opieki



Kobiety
w ciąży

Aplikacja, która czuwa, gdy Ty odpoczywasz

KeepHealth



KeepHealth

ZAUFAJ TECHNOLOGII, KTÓRA WSPIERA TROSKĘ – BEZPIECZNIEJ, SPOKOJNIEJ, SKUTECZNIEJ



Stały dostęp do informacji o stanie zdrowia bliskich

Powiadomienia i alarmy w czasie rzeczywistym

Historia snu i aktywności w jednym miejscu







Prosta obsługa i pełna mobilność

Poznaj inteligentną aplikację mobilną współpracującą z pasem monitorującym – stworzoną z myślą o bezpieczeństwie i zdrowiu osób starszych, niemowląt oraz kobiet w ciąży.


Dzięki zaawansowanym czujnikom i intuicyjnemu interfejsowi, aplikacja na bieżąco monitoruje tętno, oddech, aktywność podczas snu oraz informuje o opuszczeniu łóżka. Wszystkie dane są automatycznie analizowane i przedstawiane w formie przejrzystych raportów, które pomagają w codziennej opiece i szybkiej reakcji na niepokojące sygnały.

**aby pomoc
nadeszła
na czas !**



 Tętno	 Alert tętna
 Częstotliwość oddechów	 Alert częstotliwości oddechów
 Ruchy ciała	 Alert opuszczenia łóżka

Z funkcją głosowego wzywania pomocy



Więcej informacji: PHU AURORA
tel. kom: 692 124 334
e-mail: info@caresolutions.com.pl
www.caresolutions.com.pl